

G1 ICX Sistemas de Implantes - Cirurgia à mão livre

1 Âmbito de validade

Todas as informações destas instruções de utilização são válidas para os seguintes produtos, salvo indicação em contrário (no

A seguir referidos como implantes ICX ou sistemas de implantes ICX):

| Tipo de implante | Diâmetro do implante (mm) | Comprimento do implante (mm) |
|---|---|--|
| ICX-Premium (incl. ICX-Diamond Premium) | 3.3 3.75 / 4.1 / 4.8 | 8 / 10 / 12.5 8 / 10 / 12.5 / 15 |
| ICX- Premium TL* (incl. ICX-Diamond Premium TL) | 3.3 3,45 (anteriormente ICX-plus) 3.75 / 4.1 4.8 | 8 / 10 / 12.5 6.5 / 8 / 10 / 12.5 8 / 10 / 12,5 4.9 / 6.5 / 8 / 10 / 12.5 |
| ICX-Mini, ICX-Mini máquina polida | 2.9 | 8 / 10 / 12.5 |
| ICX-Active Master (incl. ICX-Diamond Mestre Activo) | 3.3 3.75 / 4.1 / 4.8 | 8 / 10 / 12.5 8 / 10 / 12.5 / 15 |
| ICX-Active Master TL* (incl. ICX-Diamante Activo Mestre TL) | 3.3 3.75 / 4.1 / 4.8 | 8 / 10 / 12.5 8 / 10 / 12.5 |
| ICX-Active Liquid | 3.3 3.75 / 4.1 / 4.8 | 8 / 10 / 12.5 8 / 10 / 12.5 / 15 |

* TL = Nível de tecido

A seguir, todos os produtos armazenados na solução NaCl (ICX-Diamond Premium, ICX-Diamond Premium TL, ICX-Diamond Active Master, ICX-Diamond Active Master TL e ICX-Active Liquid) são resumidos como produtos ICX-Liquid.

2 Instruções de segurança / comité de responsabilidade

Estas instruções de utilização devem ser lidas antes de utilizar os produtos! Os produtos só podem ser utilizados de acordo com a sua indicação, de acordo com as regras gerais da prática odontológica e cirúrgica e em conformidade com os regulamentos de saúde e segurança no trabalho e de prevenção de acidentes. Se houver alguma incerteza quanto à indicação ou ao tipo de aplicação, não utilizar o produto até que todos os pontos tenham sido esclarecidos. No âmbito das nossas condições de venda e entrega, garantimos a perfeita qualidade dos nossos produtos. Antes de cada procedimento, assegure-se de que todas as peças, instrumentos e auxiliares necessários estão completos, funcionais e disponíveis na quantidade requerida. Todas as peças utilizadas na boca do paciente devem ser protegidas contra a aspiração e a deglutição. Como a utilização dos produtos está fora do nosso controlo, qualquer responsabilidade por danos causados no processo é excluída. A responsabilidade recai exclusivamente sobre o praticante.

Os produtos da ICX da medentis medical GmbH não são compatíveis com produtos de outros fabricantes.

3 Descrição do produto

3.1 Generalidades

Os sistemas de implantes incluem componentes e instrumentos cirúrgicos, protéticos e laboratoriais. Os implantes ICX são implantes endósseos, em forma de parafuso, feitos de titânio puro com uma superfície jateada de areia e ácido (excepção: Tulipas de implantes TL e implantes ICX-Mini polidos à máquina), que são cirurgicamente inseridos no osso maxilar (parcialmente) desdentado. Para este efeito, são fornecidos furadeiras, instrumentos de inserção e outros auxiliares adequados. Após uma fase de cura, se necessário, os implantes são ligados com pilares através de uma conexão interna cônica e hexagonal (excepção: implante ICX-Mini apenas conexão interna cônica) e finalmente equipados com coroas, pontes ou dentaduras completas de acordo com a indicação, a fim de restaurar a função mastigatória do paciente. Os artigos estão disponíveis em diferentes diâmetros, alturas e comprimentos. Estes são identificados por etiquetas, incluindo o número do lote e os dados exactos do produto, tais como comprimento, altura e diâmetro.

3.2 Utilizadores pretendidos

Os produtos só devem ser utilizados por dentistas e médicos que estejam familiarizados com a implantologia dentária, incluindo o diagnóstico e o planeamento pré-operatório.

As descrições seguintes não são suficientes para os profissionais inexperientes assegurarem a aplicação adequada de procedimentos implantológicos. Por conseguinte, recomendamos a instrução de utilizadores experientes e/ou a participação em vários currículos de várias universidades e associações de implantes. Além disso, são oferecidos regularmente cursos de formação e seminários para utilizadores no website medentis (<https://medentis.com/events/category/fortbildungen/>). Se as ofertas no sítio web não estiverem disponíveis na sua língua, contacte directamente o seu parceiro de distribuição ou medentis medical para obter a oferta na sua língua.

3.3 Grupo alvo previsto de doentes

A utilização dos produtos é destinada a pacientes com dentes não conserváveis ou com falta de dentes, desde que a apoiado por implantes reabilitação indicado é indicado (ver sobre isto capítulo "Indicação/utilização intencional" e "Benefício clínico").

Em princípio, o tratamento com implantes só é recomendado para pacientes com crescimento completo do maxilar.

3.4 Materiais

Implantes:

- Titânio grau 4B (material nº 3.7065) de acordo com DIN EN ISO 5832-2
- ICX-Diamond: Titânio grau 4B (material nº 3.7065) de acordo com DIN EN ISO 5832-2 com maior resistência

Perfuratriz:

- ICX-Premium: aço inoxidável (material nº 1.4542) de acordo com DIN EN 10088-3
- ICX-Active Master: aço inoxidável (material nº 1.4542) de acordo com DIN EN 10088-3
- ICX-All em um: aço inoxidável (material nº 1.4108) de acordo com a ASTM F899 com um revestimento de nitreto de zircónio.

Revestimento

Instrumentos dentários:

- aço inoxidável (material nº 1.4034 / 1.4197 / 1.4301) de acordo com DIN EN 10088-3 resp. ASTM F899
- Titânio grau 4B (material nº 3.7065) de acordo com DIN EN ISO 5832-2
- Titânio grau 5 (material nº 3.7165) de acordo com DIN EN ISO 5832-3

Tampões de rosca e tampas cicatrizantes:

- Titânio grau 5 (material nº 3.7165) de acordo com DIN EN ISO 5832-3

Tampões de cura individuais e personalizáveis:

- PEEK (TEKAPEEK MT Classix White®)

3.5 Acessórios



Broca Premium ICX:

C-014-005345, C-014-005375, C-014-005410, C-014-005480, C-014-003345, C-014-003375, C-014-003410, C-014-003480, C-014-006290, C-014-006345, C-014-006375, C-014-006410, C-014-006480, C-014-007290, C-014-007345, C-014-007375, C-014-007410, C-014-007480, C-014-003330, C-014-005330, C-014-006330, C-014-007330, C-014-103345, C-014-103375, C-014-103410, C-014-103480, C-014-106290, C-014-106345, C-014-106375, C-014-106410, C-014-106480, C-014-107290, C-014-107345, C-014-107375, C-014-107410, C-014-107480

Broca Principal Activa ICX:

ACM-014-003290, ACM-014-003375, ACM-014-003410, ACM-014-003480, ACM-014-006375, ACM-014-006410, ACM-014-006480, ACM-014-007375, ACM-014-007410, ACM-014-007480, ACM-014-004375, ACM-014-004410, ACM-014-004480, ACM-014-005375, ACM-014-005410, ACM-014-005480, ACM-014-003330, ACM-014-005330, ACM-014-005330, ACM-014-006330, ACM-014-007330

ICX-All em um só exercício:

AIO-014-004330, AIO-014-004375, AIO-014-004410, AIO-014-004480, AIO-014-007330, AIO-014-007345, AIO-014-007375, AIO-014-007410, AIO-014-007480, AIO-014-200000, AIO-014-290080, AIO-014-290100, AIO-014-290125, AIO-014-330080, AIO-014-330100, AIO-014-330100, AIO-014-330125, AIO-014-345065, AIO-014-345080, AIO-014-345100, AIO-014-345125, AIO-014-375080, AIO-014-375100, AIO-014-375125, AIO-014-375150, AIO-014-410080, AIO-014-410100, AIO-014-410125, AIO-014-410150, AIO-014-480049, AIO-014-480065, AIO-014-480080, AIO-014-480100, AIO-014-480100, AIO-014-480150

Outros simulacros:

FIL-186RF, C-014-000003, C-014-000005, C-014-006004, C-014-006005

Tampões de parafuso:

C-003-000001, C-003-000002, C-003-000004, C-003-000021, N-003-000001, N-003-000002, N-003-000021, C-003-000100

Tampas de cicatrização:

C-004-004510, C-004-004520, C-004-004530, C-004-004540, C-004-004550, C-004-004560, C-004-006020, C-004-006030, C-004-006040, C-004-006050, C-004-006060, C-004-008030, C-004-008050, C-004-444720, C-004-444730, C-004-444740, C-004-444750, C-004-504720, C-004-504740, C-004-514720, C-004-514740, C-004-524706, C-004-524708, C-004-524710, C-004-526006, C-004-526008, C-004-526010, C-004-034550, C-004-116001, C-004-116002, C-004-116003, C-004-116004, N-004-004120, N-004-004130, N-004-004150, N-004-116003, N-004-116004, N-004-116004, N-004-

Parafusos de ligação:

C-007-000001, C-011-000001

Instrumentos de transmissão de torque:

C-015-100001, C-015-100002, C-015-100004, C-015-100006, C-015-100009, C-015-100020, C-015-100021, C-015-100029, C-015-100035, C-015-100040, C-015-110000, C-015-100000, 960001, 960002, N-015-100002, N-015-100039, N-015-100040, N-015-110000, C-014-006002, C-014-006003

Instrumentos auxiliares:

960004, 960007, C-015-100003, C-014-230315, C-014-350410, C-027-129049, C-027-129065, C-027-129080, C-027-129100, C-027-129125, C-027-135049, C-027-135065, C-027-135080, C-027-135100, C-027-135125, C-027-138049, C-027-138065, C-027-138080, C-027-138100, C-027-138125, C-027-141049, C-027-141065, C-027-141080, C-027-141100, C-027-141125, C-027-148049, C-027-148065, C-027-148080, C-027-148100, C-027-148125, C-014-000007, C-015-100017

Artigo para a recolha de impressões / modelos análogos:

N-005-020002, N-005-040010, N-005-030001, N-005-030002, C-005-020002, C-005-040010, C-005-030001, C-005-030002, C-005-020005, C-005-030012, C-005-030011, C-030-000052, C-030-000053, C-030-000001, C-030-000003, C-030-000004, N-030-000003, C-006-010001, C-006-010003, C-006-010008, N-006-010003, N-006-010008

Se os produtos acima indicados também forem oferecidos estéreis, isto é indicado no número do artigo pela letra "S" em anexo (por exemplo, não estéril: C-015-100000 e estéril: C-015-100000S).

4 Forma de entrega / esterilização / armazenamento / devolução

Atenção: Para todos os produtos fornecidos estéreis, a bolha serve como uma barreira estéril!



Atenção: A regra geral para todos os produtos é que estes não devem ser utilizados se a embalagem esterilizada tiver sido aberta ou danificada.
pode ser utilizado!



Atenção: Os implantes são entregues esterilizados por raios gama e destinam-se apenas a uma única utilização.

Os implantes ICX-Liquid são entregues esterilizados por raios gama em solução de NaCl.

Cuidado: As tampas de cura e os tampões de parafuso destinam-se apenas a um único paciente e são oferecidos tanto esterilizados não estéreis como gammatizados. A menos que a embalagem seja rotulada como estéril, as tampas cicatrizantes e os tampões de rosca devem ser limpos, desinfetados e esterilizados antes da utilização no doente, de acordo com as secções "Limpeza/Desinfecção" e "Esterilização". O reprocessamento único não é necessário para tampas cicatrizantes e tampões de rosca fornecidos em estado estéril.

Atenção: As brocas destinam-se apenas à utilização por um único paciente. Isto significa que podem ser utilizadas para preparar várias cavidades num único paciente durante um único procedimento cirúrgico. Os brocas são fornecidos tanto esterilizados não estéreis como gama e, a menos que a embalagem seja rotulada como estéril, devem ser limpos, desinfetados e esterilizados de acordo com as secções "Limpeza/Desinfecção" e "Esterilização" antes da utilização no paciente. No caso de brocas fornecidas esterilizadas, o reprocessamento único não é necessário.

Atenção: São oferecidos instrumentos reutilizáveis tanto não-estéreis como gama-esterilizados. A menos que a embalagem seja rotulada como estéril, o instrumento deve ser limpo, desinfetado e esterilizado de acordo com as secções "Limpeza/Desinfecção" e "Esterilização" antes da primeira utilização e, se necessário, antes de cada nova utilização no doente. O primeiro reprocessamento não é necessário para os instrumentos fornecidos estéreis. A vida útil dos produtos rotulados como reutilizáveis é determinada pela sua utilização. Eliminar os produtos danificados, desgastados ou corroídos. Considerar a informação na secção "Riscos e efeitos da utilização múltipla de dispositivos de utilização única".

As embalagens quebradas estão excluídas da troca.

Devem ser observadas as seguintes condições de transporte e armazenamento:

- Armazenamento à temperatura ambiente e humidade normal do ar
- Os produtos não devem ser retirados da embalagem durante o armazenamento
- Os produtos devem ser guardados sob fechadura e chave
- Os produtos só devem ser acessíveis a pessoas autorizadas
- Os produtos devem ser transportados a uma temperatura de -25°C a 35°C.

Recomendamos o armazenamento de produtos feitos de plástico (PEEK, POM, PA) protegidos da luz solar.

5 Indicações / Utilização pretendida

ICX Implantes e ICX Implantes Líquidos são colocados na maxila e/ou mandíbula parcialmente desdentada ou desdentada e são utilizados para fixar dentaduras para a reabilitação da função mastigatória e estética no Maxilar superior e/ou inferior.

Os implantes ICX com um diâmetro $\geq 3,45$ mm são indicados nas seguintes situações iniciais:

- Falta um único dente
- Ausência de vários dentes numa fila de dentes
- Mandíbula superior e/ou inferior completamente desdentada

Os implantes ICX e os implantes líquidos ICX com um diâmetro de 3,3 mm só podem ser utilizados para as seguintes indicações:

- Substituição de um único dente: dentes caninos e incisivos nos maxilares superior e inferior
- Maxilares parcialmente desdentados: para restaurações fixas suportadas por implantes: Combinação com implantes com um diâmetro de 4,1 mm e superestrutura estriada
- Maxilares edêntulos: Pelo menos quatro implantes devem estar ligados um ao outro

Os implantes ICX-Mini destinam-se à estabilização de próteses suportadas pela mucosa na maxila edêntula e/ou mandíbula e são utilizados para a reabilitação da função mastigatória e estética. O implante ICX-Mini só deve ser utilizado no caso de uma carga mecânica inferior. A utilização do ICX-Mini 2,9 mm como pilar de ponte adicional não pode ser recomendada, no máximo em casos excepcionais como pilar adicional para substituir um pântico ou pendente e depois apenas se o número de implantes padrão (de diâmetro superior a 3,75 mm) for pelo menos duas vezes superior ao dos implantes ICX Mini.

Os implantes ICX-Mini polidos à máquina são inseridos na maxila edêntula e/ou mandíbula e são adequados para restauração imediata temporária, suportada por mucosa, durante a fase de cicatrização dos implantes permanentes devido à sua superfície lisa.

O implante ICX-Mini polido à máquina só deve ser utilizado no caso de uma carga mecânica inferior. A utilização na região molar não é geralmente recomendada. A utilização dos implantes ICX-Mini maquinados como pilar adicional de ponte não pode ser recomendada.

Os implantes permanentes devem ser inseridos primeiro para assegurar um posicionamento ótimo. Deve ser mantida uma distância mínima de 2 mm até ao implante permanente. Recomenda-se a colocação de um total de 4 a 6 implantes ICX-Mini maquinados na maxila e/ou mandíbula.

Assim que os implantes permanentes tenham cicatrizado e sejam restaurados protéticamente, mas após 6 meses, o mais tardar, recomendamos desatarraxar e remover os implantes ICX-Mini maquinados. O progresso da cicatrização dos implantes temporários deve ser monitorizado regularmente, por exemplo, radiograficamente.

As brocas (todos os tipos) destinam-se a ser utilizadas na maxila e/ou mandíbula e são utilizadas durante a utilização durante o procedimento cirúrgico para preparar o leito de implantes para implantes ICX.

Os berbequins ICX-Premium destinam-se a ser utilizados em combinação com os seguintes implantes:

- ICX-Premium / ICX-Premium TL
- ICX-Mini / ICX-Mini máquina polida

As brocas ICX-Active Master só estão disponíveis em combinação com a ICX-Active Master, ICX-Active Master TL e ICX- Liquid são fornecidos implantes.

ICX All in one drills destinam-se a ser utilizados em combinação com os seguintes implantes:

- ICX-Premium / ICX-Premium TL
- ICX-Active Master / ICX-Active Master TL / ICX- Liquid
- ICX-Mini / ICX-Mini máquina polida

Os parafusos de fecho ICX e as tampas de cicatrização destinam-se à utilização na maxila e/ou mandíbula e servem para proteger a cavidade do implante durante a fase de cicatrização e para manter ou moldar o tecido mole. São indicados para:

- Falta de um único dente
- Ausência de vários dentes numa fila de dentes
- Mandíbula superior e/ou inferior completamente desdentada

As toucas de cura feitas de PEEK podem ser usadas para reabilitação temporária e estética sem oclusão e só podem permanecer na boca do paciente por um máximo de 180 dias. É importante assegurar que não haja contacto aproximado ou oclusal com os dentes vizinhos. As tampas cicatrizantes personalizáveis PEEK podem ser adaptadas ao perfil de emergência antes da sua utilização (C-004-524706, C-004-524708, C-004-524710, C-004-526006, C-004-526008, C-004-526010). As tampas curativas individuais e personalizáveis PEEK podem ser equipadas com uma coroa (C-004-524706, C-004-524708, C-004-524710, C-004-526006, C-004-526008, C-004-526010, C-004-504720, C-004-504740, C-004-514720, C-004-514740, C-004-034550).

Os instrumentos de transmissão de torque ICX são utilizados na maxila (parcialmente desdentada) e/ou mandíbula para a inserção implantes ou para ligar componentes a implantes.

Os instrumentos auxiliares ICX são utilizados na maxila (parcialmente desdentada) e/ou mandíbula para controlo ou orientação durante a preparação do leito do implante.

A regra geral é utilizar sempre o maior diâmetro de implante possível.



É possível uma implantação imediata, retardada imediata ou tardia em conjunto com pontes, coroas cónicas telescópicas,

Próteses e construções de bares possíveis.

É possível uma carga imediata, precoce ou tardia dos implantes. Para carga imediata, o implante deve ter sido colocado com um torque final de pelo menos 35 Ncm.

O período de cicatrização pode ser coberto e transgengival com componentes que formam a gengiva.

Geralmente recomendamos a utilização de ICX-Premium ou ICX-Active Master para restaurações com um único dente.

6 Contra-indicações

Ao seleccionar os pacientes, devem ser observadas as contra-indicações gerais para intervenções dentárias/cirúrgicas. Estes incluem, entre outros:

- Redução da coagulação sanguínea, como por exemplo: Terapias com anticoagulantes, congénitas ou adquiridas

Perturbações de coagulação

- Perturbações sistémicas e doenças metabólicas (por exemplo, diabetes mellitus descontrolada) com influência sobre

cicatrização de feridas e regeneração óssea

- Abuso de tabaco ou álcool acima da média
- Terapias imunossupressoras como a quimioterapia e a radioterapia
- Infecções e inflamações na cavidade oral, tais como periodontite, gengivite e periimplantite.
- Parafunções não tratadas como o bruxismo
- Higiene oral insuficiente e/ou prontidão insuficiente para a higiene oral
- Falta de oclusão e/ou articulação e distância interoclusal muito pequena
- Volume ósseo insuficiente e/ou cobertura insuficiente de tecido mole
- Alergia a um ou mais materiais, tal como descrito no capítulo "Material".

7 Benefício clínico

O benefício clínico esperado inclui a melhoria de uma função corporal afectada, ou seja, a restauração da função mastigatória e da estética após a perda dos dentes.

8 Efeitos colaterais / complicações

Podem ocorrer os seguintes efeitos secundários temporários de intervenções cirúrgicas: inchaço e dor locais, edema, hematomas, temporário restrições do sensação, temporário Restrições da função mastigatória.

As seguintes complicações foram ocasionalmente observadas com a utilização de implantes endósseos: Sangramento intra e pós-operatório, infecções de feridas ou peri-implantes (por exemplo, mucosite peri-implantar, peri-implantite, osteomielite), deiscência de sutura, trauma iatrogénico, reacções ou sintomas alérgicos, complicações periodontais devido à largura insuficiente da fixação mucogingival, perda do implante (por exemplo, devido a uma osteointegração insuficiente ou forças de inserção demasiado elevadas ou baixas, ver secção "Procedimento cirúrgico"), aspiração ou ingestão de partes utilizadas na boca do paciente, fractura do implante (ver secção "Procedimento cirúrgico"). forças de inserção baixas, ver secção "Procedimento cirúrgico"), aspiração ou ingestão de partes utilizadas na boca do paciente, fractura da mandíbula, défice ósseo (por exemplo, defeito de fenestração ou deiscência), perfuração da membrana sinusal, lesão dos dentes adjacentes, recessão dos tecidos moles, sinusite (por exemplo, após aumento), lesão nervosa permanente e distúrbios sensoriais associados, hiperplasia.

Em condições de carga extremamente desfavoráveis (sobrecarga protética devido a, por exemplo, angulação extrema do pilar, reabsorção óssea grave), o pilar, o corpo do implante ou o parafuso de ligação que une o pilar e o implante pode partir-se em casos extremamente raros.

A incapacidade de manter a higiene oral e o cuidado com a prótese pode levar à inflamação do tecido em redor do implante. A inflamação em redor do implante pode iniciar peri-implantite, o que por sua vez pode levar ao fracasso do implante.

9 Aplicação



9.1 Planeamento pré-operatório e tecnologia dentária



Diagnóstico, planeamento pré-operatório:

Idealmente, uma restauração imediata provisória imediata requer um planeamento preciso na fase pré-operatória. Em todas as outras indicações, é recomendada uma terapia em duas fases.

Tecnologia odontológica praeoperativa:

O técnico dentário deve preparar uma depilação de cera, incluindo uma prova estética, uma facetada provisória ou similar, uma facetada provisória ou similar a longo prazo, assim como um modelo de perfuração ideal.

9.2 Limpeza / Desinfecção

As instruções detalhadas de reprocessamento estão descritas no documento "R1 instruções de reprocessamento (medentis medical)". Em resumo, os procedimentos de reprocessamento são descritos abaixo.

Método:

Limpeza e desinfecção manual ou automática com subsequente esterilização por calor húmido. O procedimento de reprocessamento mecânico no lavador-desinfector (WD) é preferível ao procedimento manual. O reprocessamento de dispositivos médicos críticos deve ser sempre efectuado mecanicamente na máquina de lavar-desinfector.

Avisos:

A utilização de componentes não estéreis pode levar a infecções de tecidos ou doenças infecciosas.

Os dispositivos médicos destinados a uma única utilização e já fornecidos estéreis não devem ser limpos e reesterilizados.

Sem efectuar a pré-limpeza dos produtos descritos abaixo (ver secção "Preparação antes da limpeza/desinfecção manual e mecânica"), o resultado da limpeza necessária não pode ser garantido.

Restrição do reprocessamento:

A vida útil dos produtos marcados como reutilizáveis é determinada pela sua utilização. Eliminar os produtos danificados, desgastados ou corroídos.

Procedimento após utilização

Após utilização no paciente, colocar os instrumentos directamente num recipiente com água. A água não deve ser mais quente que 40°C, no máximo. As impurezas grosseiras devem ser removidas dos instrumentos imediatamente após a utilização (dentro de um máximo de 2 horas).

Cuidado: Instrumentos feitos de aço inoxidável nunca devem ser imersos numa solução isotónica (por exemplo, água fisiológica).

solução salina), uma vez que o contacto prolongado leva a fissuras por perfuração e corrosão por esforço.

Transporte: Após utilização, levar os produtos para o local onde a limpeza deve ter lugar. Evitar a secagem da contaminação. O transporte deve ter lugar num recipiente/contentor fechado para proteger os produtos, o ambiente, bem como os utilizadores.

Preparação antes da limpeza/desinfecção manual e automática Equipamento: banho de

água, escova de plástico macio

Os instrumentos em várias partes devem ser desmontados de acordo com as respectivas instruções de utilização (por exemplo, catraca, ver

<https://ifu.medentis.de/>).

Preparação: Utilizar uma escova macia apenas para este fim e água da torneira para a pré-limpeza dos produtos. Lavar os produtos com água fria corrente (< 25 °C) (aprox. 1 minuto). Limpar todas as superfícies exteriores e interiores com a escova de plástico durante aprox. 2 minutos. Enxaguar todas as cavidades no mínimo cinco vezes (5x) com água desionizada utilizando uma seringa descartável (volume mínimo 20 ml) (aprox. 1 min).

Cuidado: Nunca se deve deixar secar resíduos de tecido ou sangue. Nunca utilizar escovas metálicas ou palha de aço para a remoção manual das impurezas.

Limpeza e desinfecção manual

Equipamento: Banho ultra-sónico, escova plástica, seringa, agente de limpeza enzimática quase neutro em termos de pH (por exemplo 0,8

% Cidezime (valor pH: 7,8-8,8, Johnson & Johnson Medical, Norderstedt) ou 1,5% Medizym, (valor pH: 8,2, Chemische Fabrik Dr.Weigert, Hamburgo)), desinfectante com o ingrediente activo ortoftaldeído (por exemplo Cidex OPA, Johnson & Johnson Medical, Norderstedt), pano sem fiapos.

As instruções de utilização do fabricante do detergente e do desinfectante, bem como do fabricante do banho ultra-sónico, devem ser respeitadas!

Limpeza: Colocar os produtos durante um mínimo de 5 minutos a uma frequência de 25-50 kHz e a uma temperatura inferior a 45°C num banho ultra-sónico que tenha sido misturado com (quase) agente de limpeza enzimática com pH neutro. Deve ser utilizada água desionizada (água desionizada). Se os produtos tiverem uma abertura/cavidade, certificar-se de que a solução de limpeza pode escorrer após o tratamento. Todos os produtos devem ser cobertos pela solução de limpeza. A temperatura da solução de limpeza não deve exceder os 45°C. Em seguida, enxaguar 3x com água corrente desionizada (enxaguar cavidades 3x com 20ml de água desionizada com uma seringa). Deve ser utilizada uma solução de limpeza fresca e não utilizada para cada produto. As etapas anteriores devem ser repetidas até que não haja mais contaminação visível. Em seguida, enxaguar bem cada produto (e cavidade, se aplicável) com água desionizada (aprox. 1 min).

Desinfecção: Os produtos são desinfectados num desinfectante com o ingrediente activo ortoftaldeído durante 12 min (enxaguar cavidades e lúmen 3x com 20ml de desinfectante (seringa) no início e no fim da desinfecção). Em seguida, enxaguar novamente cinco vezes sob água desionizada corrente (água desionizada) Enxaguar as cavidades cinco vezes com 20ml de água desionizada (água desionizada) utilizando uma seringa. Deve ser utilizada uma solução desinfectante fresca e não utilizada para cada produto.

Secagem: Os produtos são então completamente secos com um pano macio sem fiapos. Etapa seguinte: Exame, inspeção e testes

Limpeza e desinfecção automáticas

Equipamento: Dispositivo de limpeza e desinfecção (WD), quase pH neutro, agente de limpeza enzimático (por exemplo, Neodisher MediZym, Chemische Fabrik Dr. Weigert, Hamburgo).

As instruções de utilização do fabricante do detergente e do fabricante do WD devem ser respeitadas!

Para a limpeza devem ser utilizados lavadores-desinfectores (DT) adequados que satisfaçam os requisitos da EN ISO 15883 e ostentem a marca CE. O programa de lavagem deve ser validado (valor A0 > 3000, pelo menos 5 min. a 90°C). A máquina de lavar-desinfetar deve ser regularmente mantida e verificada. Deve ser sempre utilizada água desionizada (água desionizada).

Parâmetros:

- Pré-lavagem com água fria durante 5 minutos
- Lavar durante 10 minutos com água quente a 40-45°C e detergente com pH neutro.
- Lavar com água fria durante 5 minutos.
- 5 minutos de desinfecção térmica com água a uma temperatura mínima de 93°C

A desinfecção deve ser realizada a uma temperatura máxima de 95°C durante 10 minutos.

Secagem: recomendamos a secagem durante 10 minutos a 80 - 90 °C. Certifique-se de que todos os instrumentos estão completamente secos após a secagem automática no WD. Cavidades de difícil acesso podem ser secas com ar comprimido sem resíduos.

Após a limpeza, verificar os produtos, especialmente cavidades e buracos cegos. Repita o processo de limpeza se ainda houver contaminação visível.

9.3 Esterilização

Os artigos fornecidos não estéreis são adequados para esterilização a vapor. Contudo, a embalagem original não é adequada para a esterilização a vapor. Por conseguinte, os produtos destinados à esterilização devem ser embalados em embalagens de esterilização de acordo com a norma EN 868 ou ISO 11607 antes da esterilização, por exemplo, num saco transparente de acordo com a norma EN 868-5. O saco deve ser suficientemente grande para que o produto possa ser esterilizado. O selo não deve estar sob tensão. Ao utilizar embalagens transparentes, assegurar que o processo de selagem é validado (ver informações do fabricante).



Colocar os produtos selados prontos para utilização no esterilizador. Os esterilizadores a vapor utilizados devem ostentar uma marcação CE e cumprir os requisitos das normas EN 13060 ou EN 285. Só podem ser utilizados procedimentos validados específicos do dispositivo ou do produto, de acordo com a norma ISO 17665. As instruções de utilização do esterilizador devem ser seguidas e o dispositivo deve ser objecto de manutenção e verificação regular. Recomendamos a esterilização pelo método do vácuo fraccionado com os seguintes parâmetros:

- Temperatura: 134°C
- Pressão: 3 fases de pré-vácuo com pressão mínima de 60 milibares, durante o tempo de retenção 3 bar
- Período de retenção: pelo menos 5 minutos
- Tempo de secagem: min. 20 minutos

Após a esterilização, a embalagem esterilizada deve ser verificada quanto a danos, os indicadores de esterilização devem ser verificados.

Atenção: Durante a esterilização, não deve ser ultrapassada uma temperatura de 137°C.

Até que o produto esterilizado seja utilizado, deve ter-se o cuidado de o armazenar adequadamente. Os produtos devem ser armazenados num local seco à temperatura ambiente. O tempo máximo de armazenamento é determinado pelo tipo de embalagem e pelas condições de armazenamento e é da responsabilidade do utilizador. Recomendamos a utilização do produto imediatamente após a sua esterilização. Informações sobre as condições de armazenamento e datas de validade podem ser encontradas nas instruções do fabricante do recipiente de esterilização ou da embalagem de esterilização.

Atenção: Os produtos não devem continuar a ser utilizados se a embalagem estiver danificada ou se tiver sido aberta.

9.4 Testes e inspecção

Inspeccionar visualmente todos os instrumentos quanto a danos e desgaste. Assegurar a legibilidade das marcações. Os mecanismos de bloqueio (catracas, etc.) devem ser verificados quanto ao seu funcionamento. Manter e lubrificar a catraca como descrito (<https://ifu.medentis.de/>).

Verificar instrumentos longos e esguios (especialmente instrumentos rotativos) quanto a distorção.


Se os instrumentos fizerem parte de um conjunto maior, verificar a montagem com os componentes correspondentes. Eliminar os instrumentos danificados ou corroídos.

9.5 Informação sobre cores e marcações nos berbequins

Para a preparação do leito do implante com diferentes diâmetros, o ICX-Premium, o ICX-Active Master e ICX-All em uma só broca são fornecidas com marcações coloridas:

Ø 2,9 mm Ø 3,3 mm Ø 3,45 mm Ø 3,75 mm Ø 4,1 mm Ø 4,8 mm

As marcações/grovas a laser na ICX-Premium, ICX-Active Master e ICX-All numa só broca baseiam-se nas dimensões nominais dos comprimentos dos implantes, como se mostra a seguir como exemplo:



Atenção: no entanto, as marcações laser nas perfuradoras ICX não servem para determinar a profundidade exacta da perfuração! Para determinar a profundidade exacta do leito do implante, um medidor de profundidade com SI métrico legal...

são utilizadas unidades.

Além disso, o número de anéis nas brocas paralelas fornece informações sobre a qualidade óssea:

- Um anel: osso muito macio
- Dois anéis: osso macio a médio duro
- Três anéis: osso duro

As brocas de paragem, as torneiras e a ICX-All em uma só broca para um comprimento de implante são também marcadas com um anel de cor. O anel de cor refere-se ao diâmetro do implante, não à qualidade do osso.

9.6 Procedimento cirúrgico

Preparação do leito do implante e colocação do implante

A perfuração no osso deve ser feita sob arrefecimento constante e intenso com uma velocidade recomendada de 400 rpm (ICX-Premium, ICX-Active Master Drill e ICX-All in one Drill, 25 rpm para brocas roscadas) e pressão leve e variável. A profundidade de perfuração da broca de paragem deve ser de 1 a 6 mm e adaptar-se à espessura do corticalis. Verificar a profundidade da cavidade de perfuração com a sonda de profundidade.

Cuidado: As brocas são até 0,4 mm mais compridas do que o implante inserido. Deve ser assegurado que este comprimento adicional é admissível quando se trabalha na área de estruturas anatómicas importantes.

Implantação padrão:

ICX-Premium, ICX-Premium TL, ICX-Mini (polido mecanicamente), ICX-Active Master, ICX-Active Master TL e ICX-Active Liquid

Recomendamos as seguintes sequências de perfuração de acordo com o diâmetro do implante, tipo de implante e o Qualidade óssea:

| Implante Ø (mm) | D4 | | D2/D3 | | D1 | |
|--------------------|---|--|--|---|---|---|
| | Mini / Premium (TL) | Mestre Activo (TL) ¹ | Mini / Premium (TL) | Mestre Activo (TL) ¹ | Mini / Premium (TL) | Mestre Activo (TL) ¹ |
| 2.9 | Fil-186RF C-014-006290 | - | Fil-186RF C-014-006290 | - | Fil-186RF C-014-007290 | - |
| 3.3 | Fil-186RF C-014-003330 C-014-005330 | Fil-186RF ACM-014-003330 ACM-014-005330 | Fil-186RF C-014-006330 C-014-005330 | Fil-186RF ACM-014-006330 ACM-014-005330 | Fil-186RF C-014-006330 C-014-007330 C-014-005330 | Fil-186RF ACM-014-006330 ACM-014-007330 ACM-014-005330 |
| 3.45 | Fil-186RF C-014-006290 C-014-003345 C-014-005345 | - | Fil-186RF C-014-006290 C-014-006345 C-014-005345 | - | Fil-186RF C-014-007290 C-014-007345 C-014-005345 | - |
| 3.75 | Fil-186RF C-014-006290 C-014-003375 C-014-005375 | Fil-186RF ACM-014-003290 ACM-014-003375 ACM-014-005375 ACM-014-004375* | Fil-186RF C-014-006290 C-014-006375 C-014-005375 | Fil-186RF ACM-014-003290 ACM-014-006375 ACM-014-005375 ACM-014-004375* | Fil-186RF C-014-007290 C-014-007375 C-014-005375 | Fil-186RF ACM-014-003290 ACM-014-007375 ACM-014-005375 ACM-014-004375 |
| 4.1 | Fil-186RF C-014-006290 C-014-003375 C-014-003410 C-014-005410 | Fil-186RF ACM-014-003290 ACM-014-003375 ACM-014-003410 ACM-014-005410 ACM-014-004410* | Fil-186RF C-014-006290 C-014-006375 C-014-0063410 C-014-005410 | Fil-186RF ACM-014-003290 ACM-014-006375 ACM-014-0063410 ACM-014-005410 ACM-014-004410* | Fil-186RF C-014-007290 C-014-007375 C-014-007410 C-014-005410 | Fil-186RF ACM-014-003290 ACM-014-007375 ACM-014-007410 ACM-014-005410 ACM-014-004410 |
| 4.8 | Fil-186RF C-014-006290 C-014-003375 C-014-003480 C-014-005480 | Fil-186RF ACM-014-003290 ACM-014-003375 ACM-014-003480 ACM-014-005480 ACM-014-004480* | Fil-186RF C-014-006290 C-014-006375 C-014-006480 C-014-005480 | Fil-186RF ACM-014-003290 ACM-014-006375 ACM-014-006480 ACM-014-005480 ACM-014-004480* | Fil-186RF C-014-007290 C-014-007375 C-014-007480 C-014-005480 | Fil-186RF ACM-014-003290 ACM-014-007375 ACM-014-007480 ACM-014-005480 ACM-014-004480 |

¹ e variante líquida

* Utilização facultativa

Colocação imediata de implantes: ICX-Active Master, ICX-Active Master TL e ICX-Active Liquid

Recomendamos a seguinte sequência de perfuração de acordo com a qualidade óssea e o diâmetro do implante:

| Implante Ø (mm) | Qualidade dos ossos | | |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------|----|
| | D4 | D2/D3 | D1 |
| 3.75 | ACM-014-003290 | ACM-014-003290 | - |
| | ACM-014-003375 | ACM-014-003375 | |
| | ACM-014-004375* | ACM-014-003410 ACM-014-004375* | |
| 4.1 | ACM-014-003290 | ACM-014-003290 | - |
| | ACM-014-003410 | ACM-014-003375 | |
| | ACM-014-004410* | ACM-014-007375 ACM-014-004410* | |
| 4.8 | ACM-014-003290 | ACM-014-003290 | - |
| | ACM-014-003480 | ACM-014-003480 | |
| | ACM-014-004480* | ACM-014-006480 ACM-014-004480* | |

* Utilização facultativa

Implantação padrão usando brocas "tudo em um" ICX:

ICX-Premium, ICX-Premium TL, ICX-Mini (polido mecanicamente), ICX-Active Master, ICX-Active Master TL e ICX-Active Liquid

| Implante Ø (mm) | Qualidade dos ossos | Comprimento do implante (mm) | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 4.9 | 6.5 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | |
| 2.9 | D1 | D2 | | | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 | |
| | | D3 | | | AIO-014-290080 | AIO-014-290100 | AIO-014-290125 | |
| | | D4 | | | AIO-014-007290 | AIO-014-007290 | AIO-014-007290 | |
| 3.3 | D1 | D2 | | | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 | |
| | | D3 | | | AIO-014-330080 | AIO-014-330100 | AIO-014-330125 | |
| | | D4 | | | AIO-014-007330 | AIO-014-007330 | AIO-014-007330 | |
| 3.45 | D1 | D2 | | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 | |
| | | D3 | AIO-014-345065 | AIO-014-345080 | AIO-014-345100 | AIO-014-345125 | | |
| | | D4 | AIO-014-007345 | AIO-014-007345 | AIO-014-007345 | AIO-014-007345 | | |
| 3.75 | D1 | D2 | | | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 |
| | | D3 | | | AIO-014-330080 | AIO-014-330100 | AIO-014-330125 | AIO-014-330125 |
| | | D4 | | | AIO-014-375080 | AIO-014-375100 | AIO-014-375125 | AIO-014-375150 |
| 4.1 | D1 | D2 | | | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 |
| | | D3 | | | AIO-014-330080 | AIO-014-330100 | AIO-014-330125 | AIO-014-330125 |
| | | D4 | | | AIO-014-410080 | AIO-014-410100 | AIO-014-410125 | AIO-014-410150 |
| | | D2 | | | AIO-014-007410 | AIO-014-007410 | AIO-014-007410 | AIO-014-007410 |
| | | D3 | | | AIO-014-004410* | AIO-014-004410* | AIO-014-004410* | AIO-014-004410* |
| | | D4 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 4.8 | D1 | D2 | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 | AIO-014-200000 |
| | | D3 | AIO-014-480049 | AIO-014-330065 | AIO-014-330080 | AIO-014-330100 | AIO-014-330125 | AIO-014-330125 |
| | | D4 | | AIO-014-480065 | AIO-014-480080 | AIO-014-480100 | AIO-014-480125 | AIO-014-480150 |
| | | | AIO-014-007480 | AIO-014-007480 | AIO-014-007480 | AIO-014-007480 | AIO-014-007480 | AIO-014-007480 |
| | | AIO-014-004480* | AIO-014-004480* | AIO-014-004480* | AIO-014-004480* | AIO-014-004480* | AIO-014-004480* | |

* Utilização facultativa

Após a perfuração estar completa, a embalagem (bolha) do implante é aberta.

Para todos os implantes ICX, excepto os implantes ICX-Liquid, o frasco é aberto desaparafusando a tampa. Uma variante para a abertura profissional dos frascos ICX-Liquid é descrita abaixo:

- Pressionar a tampa do selo com o interior do polegar no entalhe e quebrar o selo.
- Abrir completamente a tampa de selagem
- Segurar a tampa de selagem com o polegar e o indicador e remover o anel de alumínio aplicando uma ligeira pressão no sentido radial.
- Remover ficha cinzenta



Atenção: A abertura da tampa de selagem da ICX-Liquid é um processo mecânico. Portanto, por favor, verifique a integridade do seu equipamento de protecção pessoal (luvas) após a abertura e troque-as, se necessário.

Agora o implante é removido da embalagem com o instrumento de inserção (haste ISO) inserido na peça de mão ou peça de mão contra-angular ou com o instrumento de inserção. O implante é então inserido na cavidade óssea (peça de mão contra-angular: 25 rpm).

Cuidado: É possível ajustar activamente o alinhamento dos implantes ICX-Active Master, ICX-Active Master TL, ICX-Active Liquid, ICX-Diamond Active Master e ICX-Diamond Active Master TL. No entanto, durante a inserção, estes implantes podem 1) penetrar mais profundamente no osso do que o previsto originalmente durante a preparação do leito do implante ou 2) ser desviados involuntariamente da osteotomia original, idealmente colocada. Portanto, recomendamos a utilização dos instrumentos de inserção aparafusáveis especialmente para os implantes ICX-Active Master, ICX-Active Master TL e ICX-Active Liquid, ICX-Active Master Diamond e ICX-Active Master Diamond TL. Além disso, os implantes ICX-Active Master, ICX-Active Master TL, ICX-Active Liquid, ICX-Diamond Active Master e ICX-Diamond Active Master TL podem ser inseridos mais rapidamente do que os outros implantes ICX, uma vez que são necessárias menos voltas para alcançar a colocação desejada devido à rosca dupla.

Atenção: O parafuso de fixação dos instrumentos de inserção aparafusáveis só se destina a aparafusar o instrumento de inserção ao implante e só pode ser apertado à mão! Para tal, inserir o hexágono do instrumento de inserção no implante e rodar o parafuso de fixação no sentido dos ponteiros do relógio. Assim que o instrumento de inserção começa a rodar, o parafuso é completamente fixado ao implante e o implante pode ser removido da manga sem lhe tocar.

Por favor, utilize os instrumentos de inserção listados para a inserção dos respectivos implantes:

| Implantes | Instrumentos de inserção |
|---|--|
| Para diâmetros de 3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8 mm: <ul style="list-style-type: none"> • ICX Premium, ICX Premium TL • ICX-Diamond Premium BL, ICX-Diamond Premium TL • ICX Active Master, ICX Active Master TL • ICX-Diamond Active Master BL, ICX-Diamond Active Master TL • ICX-Active Liquid | C-015-100001 C-015-100002 C-015-100004 C-015-100021 C-015-100040 C-015-100035 |
| Para diâmetros de 3,75 / 4,1 / 4,8 mm: <ul style="list-style-type: none"> • ICX Premium • ICX-Diamond Premium BL • ICX Active Master • ICX-Diamond Active Master BL • ICX-Active Liquid | Aparafusável: C-015-100000 C-015-110000 |
| Para diâmetro 3,3 mm: <ul style="list-style-type: none"> • ICX Premium, ICX Premium TL • ICX-Diamond Premium BL, ICX-Diamond Premium TL • ICX Active Master, ICX Active Master TL • ICX-Diamond Active Master BL, ICX-Diamond Active Master TL • ICX-Active Liquid | N-015-100001 N-015-100002 N-015-100004 N-015-100040 N-015-100035 |
| Para diâmetro 3,3 mm: <ul style="list-style-type: none"> • ICX Premium • ICX-Diamond Premium BL • ICX Active Master • ICX-Diamond Active Master BL • ICX-Active Liquid | Aparafusável: N-015-110000 |
| Para diâmetro 2,9 mm: <ul style="list-style-type: none"> • ICX-Mini, ICX-Mini máquina polida | C-015-100006 |

Atenção: O valor de torque de 15 Ncm não deve ser subcotado, nem o valor de 55 Ncm (ou 40 Ncm para implantes ICX-Active Master, ICX-Active Master TL e ICX-Active Liquid Liquid na região interforaminal) deve ser excedido, o que muito provavelmente levará à perda prematura do implante. Em ambos os casos, o implante deve ser interrompido, continuado noutra região ou deve ser feita uma tentativa de alcançar posteriormente os valores por meio de medidas cirúrgicas adequadas e o implante deve então ser reinserido.

Nota Inserção: Para um alinhamento ideal dos pilares angulados, uma das superfícies planas hexagonais internas do implante deve ser colocada numa posição bucal/facial. O alinhamento correcto é facilitado pelas superfícies hexagonais no instrumento de inserção.

Após a implantação estar completa, os vários pilares são inseridos. Aqui, um paralelo
É favor notar a direcção de inserção das superestruturas; uma ou outra superestrutura pode ter de ser maquinada individualmente.

Cura subgengival, 2-fases

Inserir o parafuso de fecho com a chave de fendas manual de 5-10 Ncm (apertado à mão). Fechar bem as extremidades da ferida com material de sutura atraumática. Não amarrar as suturas com demasiada força. Devem ser colocadas desta forma, que os bordos da ferida sobre o parafuso de fecho estão livres de tensão.



Transgingival, cura em 1 fase

Em vez do parafuso de fecho, é inserida uma tampa de cicatrização com a altura correspondente do tecido mole. A tampa cicatrizante deve encaixar no diâmetro do implante e é aparafusada à mão. Certificar-se de que a tampa cicatrizante encaixa exactamente. A mucosa deve ficar firmemente contra a tampa cicatrizante. Após a inserção do implante, a região cirúrgica é profissionalmente fechada, utilizando técnicas de sutura individuais.

Remoção dos implantes ICX-Mini polidos à máquina

Assim que os implantes permanentes tenham cicatrizado e sejam restaurados protéticamente, mas após 6 meses, o mais tardar, recomendamos desatarraxar e remover os implantes ICX-Mini polidos à máquina. Os implantes de ICX-Mini polidos à máquina são desatarraxados no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio utilizando o instrumento de inserção (C-015-100006) e a catraca de torque fixo.

9.7 Aplicação protética

Após o implante ter cicatrizado com sucesso, é descoberto e é tirada uma impressão.

Tanto os postos de impressão abertos como os fechados encaixam nos implantes ICX e ICX-TL. Apenas os modelos análogos diferem. Especialmente se a altura da mucosa for muito baixa, é imperativo que o técnico dentário seja informado qual o implante que é um implante ICX-TL. Recomendamos sempre informar o técnico dentário se os implantes são implantes ICX ou ICX-Tissue Level (TL).

Desenvolvemos o pilar direito de titânio com 0 mm de altura de mucosa, especialmente para implantes de ICX-TL. Isto só se adapta aos implantes ICX-TL - todas as outras peças protéticas se adaptam aos implantes ICX e ICX-TL.

Para a cura em 2 fases, inserir a tampa de cura como se segue:

1. Expor o implante
2. Remover o tampão roscado
3. Limpar o interior do implante
4. Aparafusar a tampa cicatrizante de titânio à mão com 5-10 Ncm.

Um torque de 15 Ncm é recomendado para as tampas de cura feitas de PEEK. A tampa cicatrizante deve ajustar-se ao diâmetro do implante e à espessura do tecido mole do paciente. Certificar-se de que a tampa cicatrizante encaixa exactamente. A mucosa deve ser apertada contra o tampão cicatrizante.

Depois de ter causado uma impressão, o técnico dentário faz o modelo e fabrica a dentadura. Antes do trabalho dentário ser inserido, os implantes são fixados aos pilares com o parafuso de ligação. Gostaríamos de salientar em particular que só aceitamos garantia para os nossos produtos se todos os São utilizados artigos originais de sistemas de implantes medentis.

As tampas de cura personalizáveis PEEK podem ser adaptadas ao perfil de emergência antes da sua utilização. O ajuste extraoral pode ser feito com uma broca com dentes cruzados.

As tampas de cura individuais e personalizáveis PEEK podem ser equipadas com uma coroa. A coroa ou ponte temporária pode ser fixada à tampa cicatrizante com um material composto adequado.

10 Informações sobre a prevenção de riscos

O risco de *estabilidade primária insuficiente* do implante devido a um fornecimento ósseo *qualitativamente* insuficiente e a conseqüente falta de possibilidade de fixação do implante pode, se possível, ser remediado através da reparação do fornecimento ósseo insuficiente.

Após uma *fractura do implante* devido a uma aparafusagem incorrecta e repetida do implante, o implante pode ser removido desaparafusando-o com uma pinça de extracção.

O risco de forças de inserção excessivamente elevadas aplicadas e a resultante reabsorção óssea e afrouxamento do implante podem ser eliminados através da preparação do local do implante com um diâmetro de broca maior.

A exigência estática deve ser observada, ou seja, devem ser inseridos implantes suficientes nos quais as forças são distribuídas uniformemente. O afrouxamento de um implante não conduz necessariamente à perda; se não houver dor, o implante afrouxado deve ser deixado no lugar.

O perigo de *sobre-torquência da protecção de rotação* devido ao manuseamento incorrecto pode ser evitado através de um



A ferramenta deve ser devidamente rebaixada no hexágono. A ferramenta tem de ser devidamente rebaixada no hexágono.



Após a rotação excessiva da protecção de rotação durante a exploração, o implante deve ser explantado com outros instrumentos disponíveis. O ajuste correcto do instrumento de inserção deve ser verificado antes da sua utilização. ser controlado.

O risco de *sobreaquecimento do osso* na fase de preparação do local do implante pode ser minimizado por um arrefecimento suficiente e uma pressão reduzida. O arrefecimento suficiente da broca com solução salina na fase de preparação é alcançado automaticamente pelas máquinas cirúrgicas disponíveis comercialmente. assumido.

O risco de confusão entre os implantes, os pilares e os respectivos acessórios pode ser reduzido através da Evite observar as instruções de rotulagem.

O risco de osso crescer na rosca interna da cabeça do implante impedindo o pilar permanente de se sentar completamente pode ser minimizado com um procedimento em duas fases, assegurando que, após a inserção para garantir que o parafuso de obturação seja totalmente apertado.

No caso do parafuso de fixação do instrumento de inserção aparafusável ficar preso após a inserção no implante devido ao torque excessivo, o parafuso de fixação pode ser desapertado e libertado do implante utilizando o instrumento contador C-015-100009 ou um dos instrumentos hexagonais ICX disponíveis (SW 1,4 mm). tornar-se.

Ao abrir a tampa de selagem ICX-Liquid, certifique-se de que é puxada a direito e no sentido axial para trás e depois para baixo. Um puxar ou torcer incorrecto da tampa de selagem pode levar a uma falha no processo de abertura.

O risco de preparar a cavidade do implante demasiado longa ou demasiado curta pode ser minimizado orientando-a para as marcações de profundidade das brocas paralelas ICX. Para determinar a profundidade exacta do leito do implante, deve ser utilizado um medidor de profundidade com unidades SI métricas legais.

A abertura da tampa de selagem da ICX-Liquid é um processo mecânico. Devido a possíveis danos, é favor mudar o seu equipamento de protecção pessoal (luvas) após a abertura.

11 Riscos e efeitos da utilização múltipla de descartáveis

Brocas: Se as brocas forem utilizadas mais de uma vez, ou seja, preparadas para utilização em vários pacientes, podem tornar-se rombas. Como resultado, há um risco de necrotização óssea devido ao sobreaquecimento e isto prejudica a osseointegração dos implantes.

Todos os artigos rotulados para uso único podem tornar-se imprecisos com uso múltiplo. Além disso, os efeitos da durabilidade do material dos processos repetidos de limpeza e esterilização não foram testados, ou seja, as propriedades do material podem mudar em resultado disso. Existe um risco de inflamação e infecção se os produtos destinados a uma única utilização forem reutilizados.

12 Notas sobre a compatibilidade da ressonância magnética (imagem por ressonância magnética)



Os implantes ICX incluindo ICX-Mini, ICX-Premium, ICX-Active Master, ICX-3.3 e ICX-Liquid podem ser digitalizados com segurança numa RM de 1,5 T ou 3 T durante 15 minutos nas condições mencionadas no capítulo 12.3, sem qualquer outro implante dentro de 3 cm.


Foram realizados os seguintes testes não clínicos:

12.1 Informação sobre os produtos testados

- Implante: ICX-Zygoma Implante 50 mm, REF ZYG-455500, LOT 20160510-100
- Abutment (ligado ao implante): ICX Multi Abutment recto 3 mm titânio, REF C-020-750030, LOT 20180131-03
- Construção terciária (ligada ao pilar para fixar a prótese): Pilar multi-dentadura ICX 12mm Titânio, REF C-020-951120, LOT 20171220-02.

Os implantes ICX do capítulo 1 e os implantes ICX Zygoma são idênticos em material, acabamento superficial e diâmetro. Apenas diferem em comprimento, razão pela qual os implantes ICX do capítulo 1 com um comprimento máximo de 15 mm podem ser subordinados ao implante de zigoma ICX testado com um comprimento de 50 mm no que diz respeito aos testes de compatibilidade com RM.

Para uma melhor classificação dos raios de tamanho, os diferentes tipos de implantes com o diâmetro máximo de 4,8 mm e o maior comprimento de 15 mm são mostrados abaixo.



12.2 Sistemas de MR utilizados

Artefactos de MR:

Achieva, Philips Healthcare, Best, Países Baixos

3 Tesla, campo magnético estático horizontal, furo curto, campo de gradiente magnético estático protegido activamente $|AB| \leq 17$ Tesla/metro

Produto de campo magnético estático com gradiente² $|-|B| \leq 48$ Tesla $|\square B|$ /meter.

Sistema de gradiente:

Modo 1: Gradiente 40 mT/m, taxa de variação 200 mT/m/ms, tempo de subida 0,2 ms, dB/dt 56 T/s (IEC 60601-2-33)

Modo 2: Gradiente 80 mT/m, taxa de variação 100 mT/m/ms, tempo de subida 0.8 ms, dB/dt 29 T/s (IEC 60601-2-33)

Software: Versão 2.6.3.9 2013-10-30

Bobina de MR: Bobina de corpo para transmissão e recepção de sinais

Artefactos de MR - Protocolos de sequência de MR:

| Sequência | Eco de Campo Rápido (FFE, Philipps, Gradient Echo) | Spin Echo (SE) |
|--------------------------------|---|----------------|
| Tempo de eco (TE) [ms] | 15 | 20 |
| Tempo de repetição (TR) [ms]. | 500 | 500 |
| Amplitude máxima B1 [μ T] | 13.5 | 13.5 |

Aquecimento por RF:

Intera, Philips Healthcare, Best, Países Baixos

1.5 Tesla, campo magnético estático horizontal, furo curto, campo magnético estático com protecção activa $|AB| \leq 8$ Tesla/metro

Produto de campo magnético de gradiente estático² $|-|B| \leq 12$ Tesla $| \square B / \text{Meter}$.

Sistema de gradiente: gradiente 33 mT/m, taxa de subida 80 mT/m/ms, tempo de subida 0,4125 ms, dB/dt 37,5 T/s (IEC 60601-2-33)

Software: Versão 12.6.1.4, 2012-05-22

Bobina MR: Corpo Q para enviar e receber sinais (teste de calor RF) Informação de visualização de estímulos (para a sequência utilizada): PNS = 44%

Taxa de absorção específica máxima (SAR) teoricamente estimada de 2 W/kg em média de corpo inteiro (funcionamento normal).

Aquecimento RF 1,5 T - Protocolo de sequência MR:

| Sequência | Turbo Spin Echo (TSE) |
|-------------------------------|-----------------------|
| Factor TSE | 17 |
| Tempo de eco (TE) [ms] | 60 |
| Tempo de repetição (TR) [ms]. | 4555 |
| Distância de eco TSE [ms] | 6.7 |

Magnetom Trio, Siemens AG, Erlangen, Alemanha

3 Tesla, campo magnético estático horizontal, furo curto, campo de gradiente magnético estático protegido activamente $|AB| \leq 7$ Tesla/metro

Produto de campo magnético de gradiente estático² $|-|B| \leq 20$ Tesla $| \square B / \text{Meter}$.

Sistema de gradiente: gradiente 40 mT/m, taxa de variação 200 mT/m/ms, tempo de variação 0,2 ms, dB/dt 56 T/s (IEC 60601-2-33) Software: Numaris/4, syngo MR B17

Bobina de MR: Corpo para transmitir e receber sinais (teste de aquecimento RF), nível de estimulação: 56,67%.

Taxa de absorção específica máxima (SAR) teoricamente estimada de 2 W/kg em média de corpo inteiro (funcionamento normal).

Aquecimento RF 3.0 T - Protocolo de sequência MR:

| Sequência | Turbo Spin Echo (TSE) |
|-------------------------------|-----------------------|
| Factor TSE | 17 |
| Tempo de eco (TE) [ms] | 59 |
| Tempo de repetição (TR) [ms]. | 5960 |
| Espaçamento eco [ms] | 6.57 |

Força de deslocamento e torque:

Magnetom Verio, Siemens AG, Erlangen, Alemanha

3 Tesla, campo magnético estático horizontal, campo magnético estático protegido activamente $| \square B | \leq 15$ Tesla/metro

Produto de campo magnético de gradiente estático² $|-|B| \leq 27$ Tesla $| \square B / \text{Meter}$.

Sistema de gradiente: gradiente 45 mT/m (por bobina de gradiente), taxa de subida 150 mT/m/ms, tempo de subida 225 μ s, dB/dt 56 T/s (IEC 60601-2-33)

Software: Numaris/4 MR B19 Latest_20121201:P5 (SP1)

12.3 Resultados dos testes

Os testes não clínicos demonstraram que o implante ICX é condicionalmente seguro para a RM.

Ao testar a força de deslocamento e torque magneticamente induzido, os dispositivos mostraram uma força magneticamente induzida de 3 % (correspondente a $\approx 1.5^\circ$) do valor limite e um torque induzido magneticamente de 2% do valor limite; campo magnético estático de 3 Tesla com um gradiente de campo espacial estático ≈ 4.5 Tesla/metro e um produto de força $|AB| \cdot |B| \approx 7.4$ Tesla $| \square B$ /metro. De acordo com estes resultados de teste, pisar o ímã de MR imediatamente após a implantação pode ser considerado seguro.

Implantação sem discussão de segurança apenas para campos magnéticos estáticos de 3 Tesla com um $| \square B| \leq 128$ Tesla/Meter

e um $| -|B| \leq 211$ Tesla $| \square B$ /metro (valores extrapolados). Não foram realizados testes não clínicos para excluir a possibilidade de migração de implantes em campos magnéticos de gradiente estático mais fortes do que os acima mencionados.

Em testes não clínicos com um 1,5 Tesla Intera, sistema Philips MR - implante em posição lateral "piores caso" do fantasma, indicador laser no centro do tronco - o "implante ICX-Zygoma" produziu um aumento de temperatura de $\approx 6,3$ °C num fantasma estático com um aumento de temperatura de fundo de ≈ 1.6 °C a uma taxa de absorção específica (SAR) de " $<2,4$ " W/kg ($\approx 2,1$ W/kg num teste calorimétrico fantasma) durante 15 minutos de varrimento contínuo de RM com bobina de transmissão/recepção.

Em testes não clínicos com um trio magnetómico de 3 Tesla, o sistema Siemens MR - implante em posição lateral "piores caso" do fantasma, indicador laser no centro do tronco - o "ICX-Zygoma" produziu um aumento de temperatura de ≈ 4.9 °C num fantasma estático com um aumento de temperatura de fundo de ≈ 0.9 °C a uma taxa de absorção específica (SAR) de corpo inteiro (WBA) indicada no software como "2,6" W/kg ($\approx 2,5$ W/kg num teste calorimétrico fantasma) para 15 min de varrimento contínuo de MR com bobina de transmissão/recepção. Não foram realizados quaisquer testes de aquecimento por radiofrequência para além de apenas a 1,5 e 3 Tesla.

Da literatura: Os aumentos de temperatura local no tronco devem ser limitados a 2°C; podem ocorrer lesões térmicas com aumentos de temperatura de > 4 °C.

Nota: O WBA-SAR não é adequado para escalonar aumentos exactos da temperatura local. O SAR local pode desviar-se e resultar em valores muito mais elevados do que o software WBA-SAR indica. As imprecisões de medição e margens de segurança adicionais devem ser tidas em conta. Antes de cada procedimento individual de RM, pode ser necessário discutir a situação com peritos médicos e físicos de RM em termos de benefício para o paciente. Campos magnéticos gradientes: Nível de estimulação de ≈ 56 % (3 Tesla Magnetom Trio, Siemens) e parâmetro PNS = 44 % (1,5 Tesla Intera, Philips) foram utilizados de cima durante os testes de aquecimento RF.

Condições de varrimento divergentes poderiam resultar numa utilização não segura de MR. Recomendamos a remoção das superestruturas dntal.

Nota: dB/dt não é expresso em T/s; em vez disso, a distância do limiar de estimulação é expressa em %. Não foram realizados testes sobre a possível estimulação de nervos ou outros tecidos que possam ser activados por fortes campos magnéticos de gradiente e as tensões induzidas resultantes. Contudo, devido às dimensões compactas do "ICX-Zygoma", pode assumir-se que as tensões induzidas levariam a correntes de Foucault e, portanto, tenderiam a aquecer o dispositivo.

Os artefactos de imagem MR podem afectar o ambiente da unidade em ambos os lados da superfície da unidade da seguinte forma:

| Os artefactos do pior dos casos de | | eco de rotação Eco gradiente | |
|---|---------|---|---------|
| Comprimento do objecto de teste | | 8,49 mm | 9,68 mm |
| Diâmetro do objecto de teste | 11,9 mm | 20,0 mm | |

Os artefactos da imagem do MR afectam o ambiente do objecto de acordo com as magnitudes acima mencionadas.

O "ICX-Zygoma Implant" não foi testado em combinação simultânea com outros dispositivos e pode levar a
levam a uma utilização não segura do MR.



13 Nota sobre a comunicação de incidentes graves

Os pacientes/utilizadores/terceiros residentes num Estado membro da União Europeia devem comunicar qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação a um produto médico medentis à medentis medical GmbH e à autoridade competente.

14 Medidas em caso de mau funcionamento

Em caso de mau funcionamento do produto ou de alterações no desempenho que possam afectar a segurança, preencher o formulário de queixas e de feedback (ver área de descarga em www.medentis.de) e devolvê-lo à medentis medical GmbH.

15 Eliminação

A eliminação dos produtos deve ser efectuada em conformidade com os regulamentos internacionais e nacionais, tendo em conta o código de resíduos e a classificação de perigo.

16 Outros

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte destas instruções de utilização pode ser reproduzida total ou parcialmente sob qualquer forma (por fotocópia, microfilme ou outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída utilizando sistemas electrónicos sem o consentimento prévio por escrito da medentis medical GmbH. Sujeito a alterações sem aviso prévio.

O resumo da segurança e do desempenho clínico do produto pode ser encontrado na Base de Dados Europeia de Dispositivos Médicos (EUDAMED, <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) assim que estiver disponível.

ICX® é uma marca registada da medentis medical GmbH. Sujeito a alterações sem aviso prévio.

17 Símbolos utilizados e seu significado

CE0197 Marcação CE com número de identificação do organismo notificado



Fabricante



Data de fabrico



Número de artigo



Número de LOTE



Não estéril



Esterilizado por irradiação



Não reesterilizar



Não utilizar se a embalagem estiver danificada e seguir as instruções electrónicas de utilização.



Não reutilizar





Prazo de validade



Seguir as instruções electrónicas de utilização



Proteger da luz solar directa



Armazenar a seco



Sistema de barreira estéril simples com embalagem de protecção interior



Sistema de barreira estéril simples




Dispositivo médico



Identificador único de um dispositivo médico



Condicionalmente adequado para MR



Implante ICX

L: Comprimento em mm

M: Material (Ti4: titânio de grau 4B, GTi4: titânio de grau 4B com maior resistência) D: Diâmetro em mm


TS: Forma de rosca (P: Premium, AM: Active

Master) S: Superfície (SP: Sputtered, S: Standard)

IC: ligação do implante (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, 3,3: 3,3 mm)

(ST): armazenamento (armazenamento padrão no ar, NaCl: líquido)

(PI): Peças incluídas (parafuso de cobertura incluído apenas com implantes simples, Ti5:titânio grau 5)



Implante ICX-TL

L: Comprimento em mm

M: Material (Ti4: titânio de grau 4B, GTi4: titânio de grau 4B com maior resistência) D: Diâmetro em mm


TS: Forma de rosca (P: Premium, AM: Active

Master) S: Superfície (SP: Sputtered, S: Standard)

IC: ligação do implante (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, 3,3: 3,3 mm)

ST: armazenamento (armazenamento padrão no ar, NaCl: líquido)

(PI): Peças incluídas (tampão de parafuso, apenas para implantes simples)



ICX Mini Implante

L: Comprimento em mm


M: Material (Ti4: titânio de grau 4B, GTi4: titânio de grau 4B com maior resistência) D: Diâmetro em mm

S: superfície (S: standard, P: polido)

IC: conexão de implante (MI: mini)

PI: Partes incluídas (t-bona ball head Mini, Ti5: titânio grau 5)





Parafuso de obturação

M: Material (Ti5: titânio grau 5)

D: Diâmetro em mm

GH: Altura da gengiva em mm

IC: ligação de implantes (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, 3,3: 3,3 mm, MI: Mini, SB: SlimBoy)



ICX Healing Cap cônico

M: Material (Ti5: titânio grau 5)

D: Diâmetro em mm

GH: Altura da gengiva em mm

IC: ligação de implante (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, 3,3: 3,3 mm, SB: SlimBoy)




Tamanho da garrafa da ICX Healing Cap

M: Material (Ti5: titânio grau 5)

D: Diâmetro em mm

GH: Altura da gengiva em mm

IC: Ligação de implante (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm)



Tampa cicatrizante ICX personalizável


L: Comprimento em mm

M: Material (PEEK: Poliéteretercetona)

D: Diâmetro em mm

PI: Peças incluídas (parafuso, Ti5: titânio grau 5)

IC: Ligação de implante (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm)



ICX Healing Cap individual

M: Material (PEEK: Poliéteretercetona)


D: Diâmetro:

GH: Altura da gengiva

PI: Peças incluídas (parafuso, Ti5: titânio grau 5)

IC: ligação do implante (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, 3,3: 3,3 mm) AR:

protecção de rotação (AR: protecção de rotação, NAR: sem protecção de rotação)




Tampa cicatrizante ICX-TL

M: Material (PEEK: Poliéteretercetona)

D: Diâmetro em mm

PI: Peças incluídas (parafuso, Ti5: titânio grau 5)

IC: Ligação de implante (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm)




CeriCX tampa cicatrizante

M: Material (Ti5: titânio grau 5)

D: Diâmetro em mm

GH: Altura da gengiva em mm

IC: ligação do implante (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, 3,3: 3,3 mm)



Conjunto de anéis ósseos ICX

M: Material (Ti5: titânio grau 5)

GH: Altura da gengiva em mm

IC: ligação do implante (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm)



Parafuso de ligação para pacientes


M: Material (Ti5: titânio grau 5)

(T): Tipo (Apenas para próteses normais; A: prata, B: vermelho)

IC: ligação do implante (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, 3,3: 3,3 mm)

P: Próteses (S: Standard, MU: Multi, MA: Maximus)






Ligação do laboratório de parafusos

M: Material (Ti5: titânio grau 5)

C: Ligação (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, 3,3: 3,3 mm, ID: Índice SQ/STD/Wide, IHGB: IntraHex e Gold&Blue, FT: flatTop, FOFT: flatOne/flatTop)




Tampa de impressão ICX

M: Material (POM: Polioximetileno, PPSU: Polifenilsulfona, GTR: Grilamid TR90) IC:

Ligação de implante (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, 3,3: 3,3 mm, RYL: Royal)

F: Forma (R: redonda, S: estreita)




Modelo analógico

L: Comprimento em mm

M: Material (Ti4: titânio grau 4B, Ti5: titânio grau 5, BR: latão)

C: Ligação (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, 3,3: 3,3 mm, MU: Multi, MA: Maximus, TB: t-bona)

(AT): apenas para impressão ao nível do implante: perfil de emergência (BL: Bone Level, TL: Tissue Level).



Posto de impressão fechado, implante

L: Comprimento em mm


M: Material (Ti5: titânio grau 5)

D: Diâmetro em mm

PI: Peças incluídas (não para poste XS e XT, parafuso, Ti5: titânio grau 5 e tampa, GTR: Grilamid TR90)

IC: Ligação de implante (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, 3,3: 3,3 mm)

P: Prótese (S: Padrão, CICX: CerlCX)



Posto de impressão aberto, implante

L: Comprimento em mm


M: Material (Ti5: titânio grau 5)

D: Diâmetro em mm

PI: Peças incluídas (não para implantes XS e XT, parafuso, Ti5: titânio grau 5 e/ou pino, POM: polioximetileno).

IC: Ligação de implante (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, 3,3: 3,3 mm)

P: Prótese (S: Padrão, CICX: CerlCX)



Corpo de varrimento ICX 1ª geração


L: Comprimento em mm

M: Material (PEEK: poliéteretercetona) D:

Diâmetro em mm

PI: Peças incluídas (não para implantes XS, parafuso, Ti5: titânio grau 5)

C: Ligação (MU: Multi)




Corpo de varrimento ICX 2ª geração

L: Comprimento em mm

M: Material (Ti4: titânio grau 4B)

PI: Peças incluídas (parafuso, Ti5: titânio grau 5)

IC: ligação do implante (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, 3,3: 3,3 mm)



ICX-Cerec Scanpost


L: Comprimento em mm

M: Material (Ti5: titânio grau 5)

PI: Partes incluídas (parafuso de laboratório, parafuso do paciente, Ti5: titânio grau 5 e tampa de digitalização, PEEK: poliéteretercetona)


IC: ligação do implante (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, 3,3: 3,3 mm)





Berbequim Crestotom

M: Material (SS: aço inoxidável)



Trepanador

M: Material (SS: aço inoxidável)


D: Diâmetro em mm



Boneprofiler

M: Material (SS: aço inoxidável)

S: Sistema (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, 3,3: 3,3 mm)




Espalhador ósseo

L: Comprimento em mm

M: Material (SS: aço inoxidável)


D: Diâmetro em mm



ICX-Furadeira Cortical

L: Comprimento

M: Material (SS: aço inoxidável)



Berbequim ICX

L: Comprimento (M: Médio, S: Curto, XS: Extra Curto)

M: Material (SS: aço inoxidável, SS+ZrN: aço inoxidável com revestimento de nitreto de zircônio) D: Diâmetro em mm

IT: Tipo de implante (P: Premium, AM: Active Master, AIO: All in One)

(BD): densidade óssea (apenas para brocas paralelas e brocas All in One; D1: osso duro, D2/3: osso médio, D4: osso mole).


DT: Tipo de broca (SD: Broca Stop, PA: Broca paralela, ST: Torneira, PI: Broca piloto, AIO: ICX-All em uma broca)



Extractor de parafusos


M: Material (SS: aço inoxidável)

A: Aplicação (V: garrote em V, L: berbequim à esquerda)




Suporte para manga de perfuração

M: Material (SS: aço inoxidável)



Manga de perfuração

M: Material (SS: aço inoxidável)



Torneira

M: Material (SS: aço inoxidável)



Ferramenta de inserção


L: Comprimento em mm

M: Material (SS: aço inoxidável)

H: Manuseamento (R: Catraca, ISO: Eixo ISO)


C: Ligaç o (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, 3,3: 3,3 mm, MI: Mini, MA: Maximus, TB: t-bona, MU: Multi, AW+MAS: Active White and Massive, SB: SlimBoy)

(F): Caracter sticas (B: retenç o de bola, E: sistema exc entrico)



ICX Mini-contraferramenta


M: Material (SS: aço inoxidável)



Sonda de profundidade

M: Material (Ti4: tit nio grau 4)

S: Sistema (ICX: 3,45, 3,75, 4,1, 4,8 mm, ZYG: Zygoma)




Manga de paragem da broca ICX

L: Comprimento em mm

M: Material (Ti5: tit nio grau 5)

D: Di metro em mm




Pino Paralelo

L: Comprimento em mm


M: Material (Ti4: Tit nio Grau 4)

D: Di metro em mm



Pino de Fixa o ICX Multi

M: Material (POM: polioximetileno)




Punho com eixo ISO

M: Material (SS: aço inoxidável)



Chave de fendas

L: Comprimento em mm
M: Material (SS: aço inoxidável)
H: Tamanho do Hex em mm



Chave de fendas ISO Hex

L: Comprimento em mm
M: Material (SS: aço inoxidável)
H: Tamanho do Hex em mm




Ratchet

M: Material (SS: aço inoxidável)



Adaptador de catraca

M: Material (SS: aço inoxidável)



Extensão da broca

M: Material (SS: aço inoxidável)



ICX-Box

C: Composição (EM: vazio, EQ: equipado)

T: Tipo (SU: Caixa de cirurgia, DS: Caixa de manga de broca, IN: Caixa de instrumentos,

RS: Conjunto de salvamento, TI: Caixa de tentativa, BS: Caixa de espátula de osso)

(S): Sistema (apenas para caixas cirúrgicas; P: ICX-Premium, AM: ICX-Active Master, ZYG: ICX-

Zygoma, AIO: ICX-All in one Drill, M: ICX-Magellan, C: China, INT: Internacional).